



B74 - Trommelbremsen



**B05 - in Höhe
verstellbare Armlehnen**



B78 - Kippschutz

V200

l e i c h t



5 Armpolstertiefen

Abklappbare, abnehmbare
und in Höhe verstellbare
Armlehnen (5 Positionen)

Abklappbare und
abnehmbare
Fußstützen












Einstellbare Fußplatten








Einstellbare Sitztiefe

Steckachsen für
einfache und schnelle
Entfernung der Räder



Technische Angaben V200

 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 gefaltet	 Rücken- neigung	 Höhe Armlehnen	 Sitz- höhe	 Gesamt- höhe	 Gesamt- länge	 Sitz- tiefe	 Rücken- höhe	 max. Belastbarkeit
590	390	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
620	420	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
640	440	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
660	460	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
680	480	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
700	500	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130

 Gewicht	 max. Steigung	 max. Gefälle	 Boden- freiheit	 Wendekreis	 Räder vorne	 Räder hinten
16,5	7°	10°	60	1500	200	22" - 24"

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich

Modell V200

Die V200 ist ein Leichtgewicht-Rollstuhl für temporäre oder permanente Verwendung mit optimalen Anpassungsmöglichkeiten.

- 4 Sitzhöhen
- 2 Sitztiefen
- 5 Armlehnenhöhen
- 5 Armpolstertiefen
- 5 Positionen der Sitzkantelung 0° - 10°
- eine umfangreiche Zubehörpalette

Farben



Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Daher sind unsere Rollstühle modular. Sie lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiche Optionen und unser Zubehör lässt sich untereinander austauschen. Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigem Entwicklung und von mehr als 57 Jahren Erfahrung.

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at

Vermeiren Schweiz S.A.

Hühnerhubelstraße 59
Postfach
CH-3123 Belp - Schweiz
Tel.: +41 (0) 31 812 40 95
Fax: +41 (0) 31 818 40 98
Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen