

**SCINTILLA  
CARE**

# KOMFORT-PFLEGE BETTEN

Text





**PFLEGE BETTEN**

**SCINTILLA  
CARE**

Suchen Sie nach einem Pflegebett, das sowohl Stabilität als auch eine Vielzahl von Funktionen bietet? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! Unsere Pflegebetten sind die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Mit seiner robusten Konstruktion und hochwertigen Materialien bieten unsere Pflegebetten eine außergewöhnliche Stabilität und Sicherheit. Darüber hinaus verfügen unsere Pflegebetten über eine Vielzahl von Funktionen, die den Komfort und die Pflege erleichtern.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten!

[rehatech@iwaz.ch](mailto:rehatech@iwaz.ch)

Hohe Sicherheit...  
...unbegrenzter Komfort





# Eigenschaften, die überzeugen



## Modern und außergewöhnlich stabil:

Unsere Pflegebetten sind in den Versionen **Scintilla 1000** und **Scintilla 2000** lieferbar. Beide Modelle zeichnen sich durch ihre enorme Stabilität aus, die sogar in der höchsten Einstellung gewährt bleibt.

## Sicherheit und Schutz:

Beide Modelle können mit durchgängigen oder teilbaren Seitengittern ausgestattet werden. Die durchgängigen Seitengitter können mit geringem Aufwand in die höchste Position gebracht werden. Die geteilte Variante verfügt über einen Zwischenstopp, welcher als Aufstehhilfe oder als Orientierung für den Patienten genutzt werden kann. Die Seitengitter sind in drei Varianten erhältlich:



Durchgehendes Seitengitter



Geteiltes Seitengitter:  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$



Geteiltes Seitengitter:  $\frac{2}{3} + \frac{1}{3}$





Unvergleichbar solide...



# Scintilla 1000

## Komfort:

Durch die sehr stabile Scherenkonstruktion kann die Höhe des Pflegebetts angepasst werden. Selbst in der höchsten Position gewährt das Pflegebett Stabilität. Mit der Fernbedienung kann das Pflegebett ganz einfach in jede beliebige Position gebracht werden. Das **Scintilla 1000** unterstützt beim Aufstehen und erleichtert den Transfer. Um noch mehr Komfort zu bieten, ist die Liegefläche optional auch mit einem ergonomieförderndem Tellersystem erhältlich.

## Arbeitsergonomie:

Das Pflegebett **Scintilla 1000** ist ein sicheres und stabiles Bett, welches sich bequem auf die richtige Arbeitshöhe einstellen lässt. Die Fernbedienung kann mit einem Schlüssel gesperrt werden. Die Rückenlehne verfügt über einen virtuellen Drehpunkt, der Scherkräfte auf das Steißbein verhindert. Alle zusätzlichen Optionen können auf Wunsch am Pflegebett angebracht werden. Alle Modelle der Funke Medical Pflegebetten sind außerdem zweifach gebremst. So lässt sich ein Bett, das schief im Raum steht, leicht verschieben.

## Wirtschaftlichkeit:

Das **Scintilla 1000** wird aus hochwertigem Material gefertigt und garantiert eine hohe Lebensdauer. Die Verstellmöglichkeiten des **Scintilla 1000** zielen darauf ab, die Selbstständigkeit des Bewohners zu erhöhen. Das Pflegebett kann an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden. Das **Scintilla 1000** erfüllt die europäischen gesetzlichen Regelungen und ist CE-zertifiziert gem. MDR 2017/745. Darüber hinaus sind die Pflegebetten TÜV geprüft. Das **Scintilla 1000** besitzt neben Sicherheit und Stabilität ein Design, welches sich harmonisch in den Raum einfügt.





# Scintilla 1000 - Technische Spezifikationen

| Technische Spezifikationen                   | Scintilla 1000                                                                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen Außenmaße Untergestell           | 90 x 200 cm                                                                                         |
| Abmessung Außenmaße                          | 103 x 207 cm                                                                                        |
| Abmessung Liegefläche                        | 90 x 200 cm                                                                                         |
| Liegeflächenverlängerung                     | 10 cm am Kopfende                                                                                   |
| Optionale Liegeflächenverlängerung           | 10 cm am Fußende                                                                                    |
| Höhenverstellbarkeit                         | 38 - 80 cm                                                                                          |
| Zwischenstopp                                | Nicht vorhanden                                                                                     |
| Rückenteilverstellung                        | 70°                                                                                                 |
| Oberschenkelteilverstellung                  | 30°                                                                                                 |
| Unterschenkelteilverstellung                 | 22°                                                                                                 |
| Trendelenburg                                | Nicht vorhanden                                                                                     |
| Anti-Trendelenburg                           | Nicht vorhanden                                                                                     |
| Bremsen                                      | Standard:<br>Achsenbrems-<br>system (2 by 2)<br><br>Optional:<br>Zentralbrems-<br>system (4 Rollen) |
| Max. Belastung                               | 225 kg                                                                                              |
| Max. Patientengewicht                        | 175 kg                                                                                              |
| Nettogewicht des Bettes                      | 115 kg                                                                                              |
| Optional durchgängige Seitengitter           | ja                                                                                                  |
| Optional teilbare Seitengitter               | ja                                                                                                  |
| Zugänglich zum Aufzug                        | ja                                                                                                  |
| Optional Rollenverkleidung                   | nein                                                                                                |
| Möglichkeit, zusätzliche Optionen einzubauen | ja                                                                                                  |
| Elektrischer Anschluss                       | 100 - 230 V AC                                                                                      |

## Funktion... ...trifft Design

Piemont Mokka

Country Oak

Beech

### Maße:

Das **Scintilla 1000** ist standardmäßig in der Größe 90/200 cm erhältlich.

### Bettverlängerung:

Das **Scintilla 1000** ist standardmäßig 2 Meter lang und kann sowohl am Kopfende als auch am Fußende um 10 cm verlängert werden. Das geteilte Seitengitter kann mit einem Zwischenstück verlängert werden.

Das Pflegebett **Scintilla 1000** ist in drei Holztönen lieferbar.



Ihre Pflege...  
...ist unser Auftrag





# Scintilla 2000 - perfekte Symbiose aus Funktion und Design



## Komfort:

Das **Scintilla 2000** wird mit Hilfe einer sehr stabilen Y-Scherenkonstruktion verstellt. Durch eine technische Raffinesse lässt sich das Pflegebett in einen luxuriösen Sessel verwandeln. In dieser Komforteinstellung können Patienten zum Beispiel in aufrechter Position frühstücken oder fernsehen. Außerdem bietet ihnen das Pflegebett eine niedrige Einstiegshöhe von nur 25 cm und die luxuriöse Abdeckung der Räder sorgt für eleganten Flair.

## Arbeitsergonomie:

Mit seinem Benutzerkomfort und den vielen Funktionsmöglichkeiten erleichtert das **Scintilla 2000** die Pflege. Beim diesem Pflegebett wurde ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Patienten gelegt. Das **Scintilla 2000** lässt sich zweifach bremsen. Zudem kann dieses Pflegebett mit einer 10-Tasten-Fernbedienung ausgestattet werden, die es ermöglicht, die Anti-Trendelenburg-Funktion sowie die Trendelenburg-Funktion über eine Taste einzustellen. Natürlich sind auch bei diesem Pflegebett zusätzliche Optionen möglich.

## Wirtschaftlichkeit:

Die hochwertigen Materialien des **Scintilla 2000** garantieren eine lange Lebensdauer. Durch eine Vielzahl von Zusatzoptionen, den niedrigen Einstieg und die zusätzlichen Einstellmöglichkeiten kann eine größere Gruppe an Patienten versorgt werden. Das **Scintilla 2000** erfüllt die europäischen gesetzlichen Regelungen und ist CE-zertifiziert gem. MDR 2017/745. Darüber hinaus sind die Pflegebetten TÜV geprüft. Das **Scintilla 2000** besitzt neben Sicherheit und Stabilität ein Design, welches sich harmonisch in den Raum einfügt.



# Scintilla 2000 - Technische Spezifikationen

| Technische Spezifikationen                   | Scintilla 2000                                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen Außenmaße Untergestell           | 90 x 200 cm, XL: 110 x 200 cm                                                               |
| Abmessung Außenmaße                          | 103 x 207 cm                                                                                |
| Abmessung Liegefläche                        | 90 x 200 cm                                                                                 |
| Liegeflächenverlängerung                     | 10 cm am Kopfende                                                                           |
| Optionale Liegeflächenverlängerung           | 10 cm am Fußende                                                                            |
| Höhenverstellbarkeit                         | 25 - 80 cm                                                                                  |
| Zwischenstopp                                | Standard                                                                                    |
| Rückenteilverstellung                        | 70°                                                                                         |
| Oberschenkelteilverstellung                  | 30°                                                                                         |
| Unterschenkelteilverstellung                 | 22°                                                                                         |
| Trendelenburg                                | 14° gesperrt                                                                                |
| Anti-Trendelenburg                           | 14°                                                                                         |
| Bremsen                                      | Standard:<br>Achsenbrems-system (2 by 2)<br><br>Optional:<br>Zentralbrems-system (4 Rollen) |
| Max. Belastung                               | 225 kg (XL: 325 kg)                                                                         |
| Max. Patientengewicht                        | 175 kg (XL: 290 kg)                                                                         |
| Nettogewicht des Bettes                      | 125 kg                                                                                      |
| Optional durchgängige Seitengitter           | ja                                                                                          |
| Optional teilbare Seitengitter               | ja                                                                                          |
| Zugänglich zum Aufzug                        | ja                                                                                          |
| Optional Rollenverkleidung                   | ja                                                                                          |
| Möglichkeit, zusätzliche Optionen einzubauen | ja                                                                                          |
| Elektrischer Anschluss                       | 100 - 230 V AC                                                                              |

Unverkennbar...  
...vielseitig



Piemont Mokka

Country Oak

Beech

## Maße:

Das **Scintilla 2000** ist standardmäßig in der Größe 90/200 cm erhältlich. Neben dieser Größe ist das Bett auch in der XL-Variante 110/200 cm erhältlich.

## Bettverlängerung:

Das **Scintilla 2000** ist standardmäßig 2 Meter lang und kann sowohl am Kopfende als auch am Fußende um 10 cm verlängert werden. Das geteilte Seitengitter kann mit einem Zwischenstück verlängert werden.

Das Pflegebett **Scintilla 2000** ist in drei Holzönen lieferbar.



# Zubehör



Nachtischlampe



Automatisch/  
Manuell einziehbarer  
Aufrichter



Komfortliegeflächen  
mit Tellersystem



Aufstehbügel



Unterbettbeleuchtung

## Weitere Optionen:

- Akku
- Wandabstandshalter
- Infusionsständer





# Möbel



Piemont Mokka

Country Oak

Beech

Um das Interieur zu vervollständigen, können aus drei verschiedenen Holzönen die dazu passenden Nachttische und Kleiderschränke ausgewählt werden.

## Nachttisch 1:

- Abmessung 48 x 48 x 74 cm (B x T x H)
- 4 Räder



## Nachttisch 2:

- Abmessung 53 x 46 x 87 cm (B x T x H)
- Hydraulisch kippbares Plateau
- An zwei Seiten verwendbar
- 4 Räder



## Kleiderschrank

- Abmessung 100 x 200 x 60 cm (B x T x H)
- Safe für Wertgegenstände
- Abschließbar





# Konfigurieren Sie Ihr Bett ... ...nach Ihren Wünschen

## Step 1: Wählen Sie die Art des Bettes.



Scintilla 1000

X-Scherenkonstruktion

Größe: 90 x 200 cm  
Höhenverstellbarkeit: 38 - 80 cm



Scintilla 2000

Y-Scherenkonstruktion

Größe: 90 x 200 cm, XL: 110 x 200  
Höhenverstellbarkeit: 25 - 80 cm

## Step 2: Wählen Sie die Farbe.

Piemont Mokka

Country Oak

Beech

## Step 3 + 4: Wählen Sie das Kopf- und Fußteil.

Scintilla 1000/2000/XL



Gerade Variante

Scintilla 1000/2000



Bogen-Variante

## Step 5 + 6: Wählen Sie das Seitengitter.



Durchgehendes Seitengitter



Geteiltes Seitengitter: 1/2 + 1/2



Geteiltes Seitengitter: 2/3 + 1/3

## Step 7: Wählen Sie die Art der Fernbedienung.

| Pflegebett     | Anzahl Funktions-tasten | Komfortein-stellungen | Anti-Tren-delenburg-Lagerung | Trendelen-burg- Lage-rung |
|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Scintilla 1000 | 8                       | ✓                     |                              |                           |
| Scintilla 2000 | 9                       | ✓                     | ✓                            |                           |
| Scintilla 2000 | 10                      | ✓                     | ✓                            | ✓                         |

## Step 8: Wählen Sie den Rollentyp.



Rollen (100 mm)



Rollen (75 mm)



Rollen (75 mm)  
mit Rollenverkleidung  
(nur Lieferbar für das Scintilla 2000)

## Step 9: Wählen Sie das Bremssystem.

Standard: Achsenbremssystem (2 by 2)  
Optional: Zentralbremssystem (4 Rollen)

## Zubehör



Nachttischlampe



Automatisch/  
Manuell einziehbarer  
Aufrichter



Komfortliegeflächen  
mit Tellersystem



Aufstehbügel



Unterbettbeleuchtung

Weitere Optionen:

- Akku
- Wandabstandshalter
- Infusionsständer

## Möbel

Nachttische





Kleiderschränke





iwaz



# RehaTech



**IWAZ Sozialunternehmen**

**Neugrundstrasse 4**

**8620 Wetzikon**

**Tel.: +41 44 933 23 90**

**[rehatech@iwaz.ch](mailto:rehatech@iwaz.ch)**

**[www.iwaz.ch](http://www.iwaz.ch)**



Safety  
Quality  
Functionality



LimaBeds B.V.  
Willem Alexanderstraat 6A  
6691 EE Gendt  
Nederland  
[www.limabeds.nl](http://www.limabeds.nl)  
+31-(0)481 420 186