

# V300

l e i c h t



Tiefenverstellbarer Sitz

Steckachsen für  
einfache und schnelle  
Entfernung der Räder

3 Armpolstertiefen

Abklappbare und  
abnehmbare Armlehnen












Abklappbare und  
abnehmbare  
Fußstützen

Einstellbare Fußplatten








Einstellbare Sitztiefe



# Technische Angaben V300

 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 gefaltet	 Rücken- neigung	 Höhe Armlehnen	 Sitz- höhe	 Gesamt- höhe	 Gesamt- länge	 Sitz- tiefe	 Rücken- höhe	 max. Belastbarkeit
590	390	310	5°	220 - 240	440 - 530	850 - 940	1020	440 - 520	400	130
620	420	310	5°	220 - 240	440 - 530	850 - 940	1020	440 - 520	400	130
640	440	310	5°	220 - 240	440 - 530	850 - 940	1020	440 - 520	400	130
660	460	310	5°	220 - 240	440 - 530	850 - 940	1020	440 - 520	400	130
680	480	310	5°	220 - 240	440 - 530	850 - 940	1020	440 - 520	400	130
700	500	310	5°	220 - 240	440 - 530	850 - 940	1020	440 - 520	400	130

 Gewicht	 max. Steigung	 max. Gefälle	 Boden- freiheit	 Wendekreis	 Räder vorne	 Räder hinten
17,7	7°	10°	60	1500	200	22" - 24"

Crash getestet nach ISO-Norm 7176-19 - Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich

## Modell V300

Die V300 ist ein Leichtgewicht-Rollstuhl mit umfangreichen Anpassmöglichkeiten für vorübergehenden oder permanenten Einsatz.

- 4 Sitzhöhen
- 5 Sitztiefen
- 3 Armlehnenhöhen
- 3 Armpolstertiefen
- 5 Positionen der Sitzkantelung 0° - 10°
- eine umfangreiche Zubehörpalette

## Farben



## Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Daher sind unsere Rollstühle modular. Sie lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiche Optionen und unser Zubehör lässt sich untereinander austauschen. Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigem Entwicklung und von mehr als 57 Jahren Erfahrung.

## Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

### Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90  
Fax: +49 (0) 211 65 36 00  
Mail: info@vermeiren.de  
Site: www.vermeiren.de

### L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich  
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69  
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at

### Vermeiren Schweiz S.A.

Hühnerhubelstraße 59  
Postfach  
CH-3123 Belp - Schweiz  
Tel.: +41 (0) 31 818 40 95  
Fax: +41 (0) 31 818 40 98  
Mail: info@vermeiren.ch  
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen